

Radiometer RSCH GmbH · Postfach 124 · 8800 Thalwil

Radiometer RSCH GmbH
Zürcherstrasse 66
Postfach 124
8800 Thalwil
Tel: +41 (44) 723 38 60
Fax: +41 (44) 723 38 65
www.radiometer.ch
info@radiometer.ch

UBS AG, 8810 Horgen
Konto-Nr. 0214-414285.01L

Geschäftsführer:
Lars Secher Knudsen,
Ernst Kaderli
Sitz der Gesellschaft: Thalwil
MwSt.-Nr./T.V.A.-No.: 406269

Ihre Zeichen/Nachricht vom
Votre réf./Message de

Unsere Zeichen
Notre réf.
EKA/PvW

Datum
Date
April 2009

Note urgente concernant la sécurité d'utilisation pratique : modification obligatoire du Manuel d'utilisation pour les analyseurs ABL8x7

Cher Client,

Radiometer a récemment appris qu'il était nécessaire de corriger les informations dans le manuel de votre **analyseur ABL8X7 Flex Créatinine** concernant les intervalles de temps recommandés pour le remplacement de la **membrane de référence D711**. Notre propre laboratoire a analysé les données fournies par les clients, et cette analyse a montré que, pour les analyseurs ABL8x7 mesurant la créatinine, la durée de vie en service de la membrane de référence était plus courte que l'intervalle de temps recommandé de 1 mois figurant dans le manuel d'utilisation actuel. Dans le manuel d'utilisation, nous avons donc modifié l'intervalle de temps recommandé pour le remplacement de la membrane afin d'en tenir compte.

Analyses par jour	Intervalle de temps pour le remplacement
≤ 40	2 semaines
> 40	1 semaine

Action:

Ci-joint une page à insérer dans votre manuel avec l'intervalle de temps révisé pour le remplacement de la membrane. Vous devez retirer et détruire cette page, car elle est maintenant périmée et elle doit être remplacée par la page ci-jointe. Il est important de vérifier immédiatement le nouvel intervalle de temps recommandé pour le remplacement de la membrane, car il peut vous imposer de remplacer la membrane de référence dans votre analyseur ABL8X7 Flex Créatinine.

Nous vous demandons de remplir et de nous renvoyer par fax le formulaire ci-joint, avec votre signature au numéro de FAX : 044 723 38 65

Nous nous excusons du dérangement que ceci peut vous causer. Si vous avez des questions concernant cette lettre ou la modification, n'hésitez pas à nous contacter.

Avec nos cordiales salutations

Radiometer RSCH SarL



Ernst Kaderli
General Manager

**Merci de renvoyer par fax ce formulaire à
Radiometer RSCH GmbH, 8800 Thalwil - 044 723 38 65**

Concernant:

**Modification de l'intervalle de temps recommandé pour le remplacement de la
membrane de référence D711 dans le manuel de votre analyseur ABL8X7 Flex**

Ceci est pour confirmer que vous avez bien reçu la note concernant la sécurité
d'utilisation pratique à propos de la modification du manuel d'utilisation.

☐ **J'ai bien reçu la lettre et j'ai pris les mesures appropriées pour respecter toutes
les instructions figurant dans cette lettre**

Date:

Hôpital:

Adresse:

Nom:

Titre:

Signature: